




IMPLANT PÉNIEN AMS CX 700 (Boston Scientific)

L'implant AMS CX 700 est un implant composé d'un ou deux cylindres insérés dans le phallus, un réservoir généralement inséré au niveau du pubis, et une pompe généralement placée dans le scrotum.



Source : <https://www.bostonscientific.com/en-US/products/penile-prosthesis/ams-700-inflatable-penile-prosthesis.html>



https://www.bostonscientific.com/content/dam/elabeling/uro-ph/ams700-ms-pump/50654574-01A_AMS700_MSPump_IFU_multi_s.pdf

FONCTIONNEMENT

Activation : appuyez sur la poire de la pompe rapidement et plusieurs fois pour que l'eau transfère du réservoir aux tubes. Vous pourriez avoir à presser environ 25 fois pour obtenir un remplissage complet des tubes.

Désactivation : maintenez une pression pendant environ 4 secondes sur le bouton de dégonflage présent sur le dessus de la pompe. Quand les cylindres sont plus flasques, pressez doucement votre phallus pour finaliser le dégonflage des tubes.

Pour plus d'information sur le produit :

Consultez la vidéo suivante : <https://www.youtube.com/watch?v=6aQ5zZzGss0&t=28s>

Document d'information complet sur le produit du fabricant :

https://www.bostonscientific.com/content/dam/elabeling/uro-ph/50654574-01B_AMS700_MSPump_IFU_multi_s.pdf