


## IMPLANT PÉNIEN TACTRA (Boston Scientific)

L'implant pénien Tactra est un implant malléable composé de deux cylindres semi-rigides insérés dans le phallus.



Source :

<https://www.bostonscientific.com/content/dam/bostonscientific/uro-wh/general/ams/hcp-resource-center-update/Tactra-13mm-Straight-Beauty.jpg>



<https://www.bostonscientific.com/content/dam/bostonscientific/uro-wh/general/ams/hcp-resource-center-update/Tactra-illustration.jpg>

## FONCTIONNEMENT

### Activation :

En tenant le phallus avec votre main, levez le phallus pour le placer droit pour rigidifier l'implant.

### Désactivation :

Appuyez le phallus vers le bas pour replier l'implant.

### Pour plus d'information sur le produit :

Consultez la vidéo suivante : <https://youtu.be/8fIHj6ARgD0>

Document d'information complet sur le produit du fabricant :

<https://www.bostonscientific.com/content/dam/bostonscientific/uro-mh/resources/erectile-dysfunction/tactra/MH-643303-AA-Tactra-Web-Prescriptive-Information-FINAL.pdf>